

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель технического комитета №454

«Охрана жизни и здоровья животных и  
нарно-санитарная безопасность продуктов  
ного происхождения и кормов»

Для  
д. В. И. Смоленский  
П1  
«16» декабря 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора ФКП «Щелковский биокомбинат»

Г.А. Бачериков

2016 г.



## ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей

в реакции диффузионной преципитации (РДП)

(Организация-разработчик: ФКП «Щелковский биокомбинат», 141142, Московская область,  
Щелковский район, п. Биокомбината)

### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Международное непатентованное наименование – Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП).

2. В состав набора входят следующие компоненты:

Наименование компонента	Основные характеристики компонента	Содержание компонента в единице упаковки	Количество единиц фасовки в одном наборе
1. Антиген вируса ИНАН специфический преципитирующий (антиген)	Антиген представляет собой стерильный, лиофилизированный экстракт гомогената селезёнки лошади, больной инфекционной анемией. Антиген имеет вид сухой однородной по цвету и структуре аморфной массы тёмно- или светло-коричневого цвета	2 см <sup>3</sup>	1 флакон
2. Сыворотка специфическая преципитирующая (антисыворотка)	Инактивированная лиофилизированная сыворотка лошади с хроническим течением инфекционной анемии. По внешнему виду пористая масса светло-бежевого цвета с желтоватым оттенком	2 см <sup>3</sup>	3 флакона
3. Кислота борная	Сыпучий порошок белого цвета	1,65 г	1 флакон
4. Раствор натрия гидроокиси 3%-ный	Бесцветная прозрачная жидкость	10 см <sup>3</sup>	1 флакон
5. Агар «Дифко»	Сыпучий порошок светло-бежевого цвета	1,5 г	1 флакон

3. Компоненты, входящие в состав набора (антиген, антисыворотка, кислота борная, раствор натрия гидроокиси, агар «Дифко»), расфасованы во флаконы вместимостью 10 см<sup>3</sup>, герметично укупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Компоненты, представленные в лиофилизированном виде (антиген, антисыворотка), после добавления дистиллированной воды растворяется в течение 3-5 минут.

4. Флаконы с компонентами, входящими в состав диагностического набора, уложены в коробки пенополистирольные с гнёздами или картонные коробки с разделительными перегородками, обеспечивающими их целостность. В каждую коробку вкладывают инструкцию по применению диагностического набора.

5. Срок годности набора – 24 месяца с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности набор к применению не пригоден.

Антиген и антисыворотку, неиспользованные в день растворения, сохраняют в замороженном состоянии при температуре минус 10 °С до повторного исследования. Повторное замораживание сыворотки не допускается

6. Диагностический набор транспортируют и хранят в сухом темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

Допускается транспортирование набора при температуре до 20 °С не более 5 суток.

7. Диагностический набор следует хранить в местах, недоступных для детей.

8. Флаконы с компонентами набора без маркировки, с нарушением целостности и/или герметичности укупорки, с измененным цветом и/или консистенцией, с наличием посторонних примесей, с истекшим сроком годности, бракуют, обеззараживают путем кипячения в течение 30 минут и утилизируют.

Утилизация обеззараженных компонентов диагностического набора не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

## II. ПРИНЦИН МЕТОДА

9. Антиген (экстракт гомогената селезёнки) содержит внутренний структурный белок вируса с молекулярной массой g 26. Он относится к так называемым растворимым антигенам, способным диффундировать в агаровом геле. Является общим (группоспецифическим антигеном) для всех штаммов вируса инфекционной анемии лошадей (ИНАН).

10. Принцип метода основан на встречной диффузии антител (иммунной сыворотки) и растворимого антигена в агаровом геле. При наличии в исследуемой сыворотке антител гомологичных антигену образуется полоса преципитации.

11. Набор применяют для лабораторной диагностики инфекционной анемии лошадей с целью обнаружения специфических антител в сыворотках крови лошадей больных инфекционной анемией.

12. Специфические антитела появляются в крови животных через 2-6 недель после инфицирования и сохраняются на протяжении длительного времени (более 7 лет).

## III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Диагностический набор применяют для исследования сывороток крови лошадей на выявление антител к вирусу инфекционной анемии при остром, хроническом и латентном течении болезни. Набор рассчитан на исследование 90-120 проб сывороток крови.

12. Антиген и антисыворотка, имеющиеся в наборе, используются в качестве тест-системы «антиген-антитело» при постановке реакции.

13. Перед постановкой реакции сухие антиген и антисыворотку растворяют дистиллированной водой в объёме, указанном на этикетке (приготовленные разведения являются рабочими разведениями). Антиген и антисыворотка должны полностью раствориться в течение 3-5 минут без образования не разбивающихся при встряхивании хлопьев.

14. Испытуемые сыворотки получают от исследуемых лошадей в количестве не менее 5-6 см<sup>3</sup>. Их консервируют путём добавления антибиотиков – пенициллина и стрептомицина по 1000 ЕД/мл и хранят при температуре от 4 до 8 °С в течение 10 суток. Сыворотки без консерванта сохраняют в замороженном состоянии.

15. Для приготовления 1% геля агара «Дифко» в стеклянную колбу вместимостью 250-300 см<sup>3</sup> отмеряют 140 см<sup>3</sup> воды дистиллированной и, затем, в неё последовательно вносят кислоту борную и раствор натрия гидроокиси 3%. Содержимое колбы перемешивают до полного растворения борной кислоты. Проверяют pH буфера. Буфер должен иметь pH в пределах 8,6±0,1.

В приготовленный боратный буфер вносят агар «Дифко» - 1,5 г. Колбу ставят в баню с водой, воду доводят до кипения и выдерживают в бане до полного расплавления агара. В чашки Петри диаметром 15 см вносят 15 см<sup>3</sup> расплавленного агара, предварительно охладив его до 60 °С. Чашки оставляют на один час с приоткрытыми крышками и дают ему застыть.

16. Контроль качества агара проводят визуально, после его застывания. Слой агара должен быть ровным по всей поверхности чашки, без пузырьков газа. Толщина слоя 3 мм.

После застывания агара приступают к вырезанию лунок. Для этого используют специально изготовленные пробойники из семи жёстко закреплённых трубочек диаметром 7 мм – одна в центре и шесть по окружности на расстоянии 3 мм от центральной и друг от друга (см. рис. 1).




Рис. 1 Трафарет для размещения лунок в РДП

Агаровые пробки удаляют иглой, пинцетом или канюлей, соединённой с вакуумной установкой. Если в лунках накапливается влага, то её перед внесением реагентов отсасывают пипеткой.

#### 17. Постановка реакции.

Используют две схемы заполнения лунок. Первая – в центральную лунку вносят микропипеткой 0,05-0,06 см<sup>3</sup> антигена в три периферические лунки, через одну, закапывают по 0,05-0,06 см<sup>3</sup> антисыворотку в рабочих разведениях. Оставшиеся три свободные лунки заполняют с помощью тонко оттянутой пастеровской пипетки исследуемыми сыворотками. При этом в одной чашке исследуются 12 проб сыворотки (см. рис. 2).

18. В случае проведения массовых исследований может быть использована вторая схема заполнения лунок, которая позволяет в одной чашке одновременно исследовать 16 проб. В центральную лунку вносят антиген, в две периферические, диаметрально противоположные лунки вносят антисыворотку и оставшиеся четыре лунки – испытуемые сыворотки

(см. рис. 3). Для каждой пробы сыворотки используют отдельную пастеровскую пипетку. После заполнения лунок чашки Петри закрывают крышками и помещают во влажную камеру при температуре от 18 до 25 °C.

### 19. Учёт реакции.

Реакцию учитывают через 48-72 часа. Чашки просматривают на тёмном фоне в косо направленном пучке света. Для этой цели используют осветитель ОИ-19 или другой аналогичный прибор.

Оценку реакции делают по контрольной линии преципитации – линии преципитации между контрольными антигеном и антисывороткой. Если она отсутствует или слабо выражена, то исследование необходимо повторить. Контрольные линии преципитации должны быть чёткими, располагаться посередине между лунками с антигеном и сывороткой.

20. Существенный сдвиг контрольных линий преципитации в сторону антигена или сыворотки, а также если она слабо выражена, является показателем слабой активности одного или обоих компонентов набора. В этом случае проводят подтитровку антигена и сыворотки. Для этого сухой препарат антиген или антисыворотку разводят в два раза меньшем объёме дистиллированной воды, затем готовят разведения 1:1,25; 1:1,5; 1:1,75 и проверяют в РДП. За рабочее разведение принимают то разведение компонентов диагностикума, которое даёт чёткие линии преципитации, расположенные посередине между лунками с антигеном и антисывороткой.

### 21. Оценка результатов реакции:

Отрицательная – контрольные линии продолжаются в сторону лунки с испытуемой сывороткой без изгибов или с небольшим изгибом в сторону контрольной сыворотки (см. приложение, рис. 3, лунка 3).




Рис. 2 Схема заполнения лунок для одновременного исследования на одной чашке Петри 12 проб сыворотки




Рис. 3 Схема заполнения лунок для одновременного исследования на одной чашке Петри 16 проб сыворотки  
Условные обозначения:

- A – лунки с антигеном;  
C – лунки с контрольными антисыворотками;  
1, 2, 3, 4, 5, 6 – лунки с испытуемыми сыворотками.

Положительная:

- между лунками с испытуемой сывороткой и антигеном образуется полоса преципитации, которая соединяется с контрольной линией (см. приложение, рис 2 и 3, лунка 1);
- линия преципитации отсутствует, но контрольные линии образуют вблизи с испытуемой сывороткой изгиб, направленный в сторону антигена – слабоположительная сыворотка (см. приложение, рис. 2 и 3, лунка 2);
- контрольные линии укорачиваются со стороны лунки с испытуемой сывороткой, в отдельных случаях контрольные линии полностью растворяются, что свидетельствует о высоком титре антител (см. приложение, рис. 2 и 3, лунка 6). Более различимые линии преципитации будут образовываться, если эти пробы развести 1:4 или 1:8 и повторить реакцию.

Сомнительная – слабый изгиб контрольной линии плохо просматривается, образуются интенсивные неспецифические линии или ореол вокруг лунок, что затрудняет учёт реакции.

От животных, давших сомнительную реакцию, через 2-3 недели берут кровь и исследование повторяют.

Пробы сыворотки, давшие при повторном исследовании отрицательный результат, считаются отрицательными.

При получении повторной сомнительной реакции – результат считают положительным.

Неспецифическая преципитация – образуется с некоторыми пробами сыворотки, особенно полученными от старых лошадей. Признаком неспецифической реакции является перекрещивание линий преципитации с контрольными линиями (см. приложение, рис 2 и 3, лунки 5 и 4).

В одной и той же пробе сыворотки могут быть специфические и неспецифические антитела.

22. При образовании интенсивного ореола вокруг лунок, затрудняющего учёт реакции, эти пробы сыворотки исследуют повторно, добавив к агару 5% хлористого натрия. Для этого к 150 мл боратного буфера добавляют 7,5 граммов химически чистого хлористого натрия.

23. Жеребят, полученных от положительно реагирующих в РДП кобыл, исследуют после отъёма в возрасте 6-8 месяцев.

24. Результаты учёта реакции регистрируют в специальных журналах, которые должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью.

#### IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

25. При работе с набором следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

26. Все лица, участвующие в проведении серологических исследований на инфекционную анемию лошадей, должны быть одеты в спецодежду (халат, головной убор, резиновые перчатки). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

27. При попадании компонентов диагностического набора на кожу и/или слизистые оболочки их следует промыть большим количеством чистой водопроводной воды.

Наименование и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

ФКП «Щелковский биокомбинат», 141142, Московская область, Щелковский район, п. Биокомбината

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ФКП «Щелковский биокомбинат», 141142, Московская область, Щелковский район, п. Биокомбината

Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП) разработана ФКП «Щелковский биокомбинат», 141142, Московская область, Щелковский район, п. Биокомбината.

С утверждением настоящей Инструкции утрачивает действие «Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП)», утвержденная 23 марта 2016 года.

Рекомендовано к применению в Российской Федерации ФГБУ «ВГНИИ».

